

STALDREN

Multifunkční desinfekční prostředek

Výrobce: **J. N. Jorenku**
Postbox 141
DK-4600 Koge

Dovozce: **OQEMA s r.o.**
Těšínská 222
739 34 Šenov

Staldren

- je použitelný za přítomnosti zvířat vhodný pro kontinuální provozy
- spolehlivě likviduje bakterie a spóry hub
- *Campylobacter*, *Clostridium*, *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis*, *Aspergillus niger*
- účinně omezuje životní podmínky larev létavého hmyzu
- snižuje obsah amoniaku v prostředí stájí
- absorbuje vlhkost
- je pH neutrální
- není toxický pro lidi ani zvířata, nedráždí pokožku a nepoškozuje zařízení stájí
- Staldren je účinný po dobu trvání růžové barvy na posypaném povrchu.
- množství 50 g Staldren® na m² je dostačující pro udržení kvalitního stájového klimatu po dobu jednoho týdne.
- v chovech prasat, či ve vlhkých stájích se doporučuje Staldren® používat častěji.



Použití Staldrenu ® pro prasata

Porodny: Doporučuje se standardní dávka 50 g na m².•Při přesunu prasnic do porodny posypat plochu kotce Staldrenem® . Po oprasení aplikaci opakovat – první 3 dny denně, poté stačí podle podmínek 1 – 2x týdně. Staldren ® použít vždy při výskytu vlhkých míst v kotci, především okolo krmítek a v místě pobytu selat. Při výskytu průjmů ošetřovat Staldrenem ® denně až do vymizení příznaků. Odchov: Staldren ® je používán při přesunu zvířat, poté 1 – 2x týdně dle potřeby. Zajistit, aby místa na ležení a vlhké plochy v kotci byly vždy ošetřeny přípravkem.

Použití Staldrenu ® pro skot

Dojnice: Doporučuje se standardní dávka 50 g na m². Aplikace přípravku zejména na zadní část stání snižuje výskyt zánětů vemene.•Dávkování podle potřeby 1 – 2x týdně. Telata: Doporučuje se dávka 50 – 100 g na m². Aplikace přípravku podle potřeby 1 – 2x týdně. Při výskytu průjmu ošetřovat Staldrenem ® denně až do vymizení příznaků.

Použití Staldrenu ® pro koně

Doporučuje se standardní dávka 50 g na m².
Aplikovat na celý povrch podlahy boxu po odklizení hnoje.
Poté dávkování dle potřeby 1 – 2x týdně zejména do rohů boxu.

Staldren ® - složení:

Chloramin
Oxid železitý
Smrková silice
Síran měďnatý
Křemičitan hořečnatý
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý + uhličitan hořečnatý

Staldren ® - balení: 25 kg pytle

Výsledky testování baktericidního účinku přípravku Staldren ® laboratoří Steins Laboratorium A/S:

(Cfu / ml)	Start	Po 1 hodině	Po 2 dnech
Campylobacter jejuni	700 000	3 000	< 10
Clostridium perfringens	650 000	< 1	< 1
Escherichia coli, typ 0149	1,2 . 10 ⁷	< 1	< 1
Salmonella typhimurium	1,3 . 10 ⁶	< 1	< 1
Staphylococcus aureus	95 000 000	< 1	< 1
Streptococcus uberis	5 600 000	< 1	< 1
Aspergillus niger	83 000	310	3