

ColoDan pro vaše telata, protože:

...zajišťuje optimální imunizaci a tím:

- dobrý start do života
- nižší nemocnost
- nižší mortalitu
- lepší růst
- bez namáhavé práce

ColoDan by měl být vždy po ruce, neboť tele musí být napojeno kolostrum co nejdříve po narození.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby



Distributor:



EURO – Šarm, spol. s.r.o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Tel.: 596 831 133

ColoDan

bezpečný start do života



Sušené IBR-prosté kolostrum

Zajišťuje optimální imunizaci a dobrý start



Staushedevej 10, 6621 Gesten
Tlf. 75 55 74 11 • Fax 75 55 75 68
www.damino.com

ColoDan



Co je to ColoDan?

ColoDan je čisté sušené bovinní kolostrum, bez jakýchkoli aditiv. Toto mlezivo není odtučněné, není obohaceno specifickými protilátkami, ani nebyly změněny žádné jeho přirozené složky.

ColoDan je vyroben z kolostra IBR-prostých stád. Pro výrobu bylo použito nejhodnotnější kolostrum získané z prvních dvou dojení po otelení.

ColoDan je sušen šetrnou cestou, která zajišťuje maximální obsah protilátek a optimální stravitelnost.

Typická analýza:

Hrubý protein:	45%
Hrubý tuk	25%
Laktóza	15%
IgG (z celkových proteinů)	38%

Nízká mortalita a frekvence onemocnění

Kvalitu kolostra ovlivňuje mnoho různých faktorů, mezi které patří onemocnění krav v období stání na sucho a v době telení, stejně jako sekrece mléka během stání na sucho.

Kvalitu kolostra je možno prověřit použitím hustoměru.

Pro zajištění optimálního příjmu protilátek je velice důležité, aby telata byla napojena kolostrem co nejdříve po narození. Schopnost absorpce protilátek střevní stěnou totiž během prvních 24 hodin života velice rychle klesá.

Rozsáhlým množstvím testů bylo prokázáno, že nedostatečná imunizace způsobuje vyšší nemocnost a mortalitu způsobenou infekcí dýchacího a střevního traktu.

Studie provedená přibližně na 6500 telatech (White & Adams, 1986) ukázala, že více než polovina telat, která měla příliš nízký obsah protilátek v krvi, měla téměř dvakrát vyšší míru nemocnosti a čtyřikrát vyšší mortalitu v porovnání s telaty s dostatečnou imunitou.

Optimální náhrada kolostra

Kvalita kolostra se dá zjistit použitím hustoměru. Specifická hmotnost musí být nejméně 1,050 aby se kvalita dala charakterizovat jako dobrá.

Jedním z řešení je vytvořit si zásobu zmrazeného kvalitního kolostra pro pozdější rozmrazení a použití.

V případě nekvalitního kolostra může být **ColoDan** použit jako jeho doplněk nebo jako úplná náhrada.

Doporučené použití

Dávkování pro 1 tele:

Odměrka je přiložena (1 odměrka = asi 60g).

- **Jako doplněk:** Je-li kolostrum nekvalitní, přidejte 100g **ColoDan** na 2 litry kolostra.
- **Jako náhražka:** Rozmíchat **ColoDan** s vodou teplou max. 50°C. Teplota při podávání: 37-40°C. doporučená dávka: 400g **ColoDan** rozmíchat ve 2 litrech vody, podat 2 x během prvních 24 hodin. První dávku podat co nejdříve po narození.

Pozor: pokud si chcete být jisti tím, že je tele IBR prosté, nesmí být podáváno jiné mléko během prvních 2 dní po narození.