

## ColoDan pro vaše telata, protože:

...zajišťuje optimální imunizaci a tím:

- dobrý start do života
- nižší nemocnost
- nižší mortalitu
- lepší růst
- bez namáhavé práce

**ColoDan** by měl být vždy po ruce, neboť tele musí být napojeno kolostrum co nejdříve po narození.

Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby



Distributor:

# OQEMA

OQEMA, s.r.o., Těšínská 222, 739 34 Šenov,  
Tel.: 596 831 133

# ColoDan


## bezpečný start do života



Sušené IBR-prosté kolostrum

Zajišťuje optimální imunizaci a dobrý start

Staushedevej 10, 6621 Gesten  
Tlf. 75 55 74 11 • Fax 75 55 75 68  
[www.damino.com](http://www.damino.com)





## Co je to ColoDan?

**ColoDan** je čisté sušené bovinní kolostrum, bez jakýchkoli aditiv. Toto mlezivo není odtučněné, není obohaceno specifickými protilátky, ani nebyly změněny žádné jeho přirozené složky.

**ColoDan** je vyroben z kolostra IBR-prostých stád. Pro výrobu bylo použito nejhodnotnější kolostrum získané z prvních dvou dojení po otelení.

**ColoDan** je sušen šetrnou cestou, která zajišťuje maximální obsah protilátek a optimální stravitelnost.

Typická analýza:

Hrubý protein:	45%
Hrubý tuk	25%
Laktóza	15%
IgG (z celkových proteinů)	38%

## Nízká mortalita a frekvence onemocnění

Kvalitu kolostra ovlivňuje mnoho různých faktorů, mezi které patří onemocnění krav v období stání na sucho a v době telení, stejně jako sekrece mléka během stání na sucho.

Kvalitu kolostra je možno prověřit použitím hustoměru.

Pro zajištění optimálního příjmu protilátek je velice důležité, aby telata byla napojena kolostrem co nejdříve po narození. Schopnost absorpce protilátek střevní stěnou totiž během prvních 24 hodin života velice rychle klesá.

Rozsáhlým množstvím testů bylo prokázáno, že nedostatečná imunitace způsobuje vyšší nemocnost a mortalitu způsobenou infekcí dýchacího a střevního traktu.

Studie provedená přibližně na 6500 telatech (White & Adams, 1986) ukázala, že více než polovina telat, která měla příliš nízký obsah protilátek v krvi, měla téměř dvakrát vyšší míru nemocnosti a čtyřikrát vyšší mortalitu v porovnání s telaty s dostatečnou imunitou.

## Optimální náhrada kolostra

Kvalita kolostra se dá zjistit použitím hustoměru. Specifická hmotnost musí být nejméně 1,050 aby se kvalita dala charakterizovat jako dobrá.

Jedním z řešení je vytvořit si zásobu zmrazeného kvalitního kolostra pro pozdější rozmražení a použití.

V případě nekvalitního kolostra může být **ColoDan** použit jako jeho doplněk nebo jako úplná náhrada.

## Doporučené použití

### Dávkování pro 1 tele:

Odměrka je přiložena (1 odměrka = asi 60g).

- Jako doplněk: Je-li kolostrum nekvalitní, přidejte 100g **ColoDan** na 2 litry kolostra.
- Jako náhražka: Rozmíchat **ColoDan** s vodou teplou max. 50°C. Teplota při podávání: 37-40°C. doporučená dávka: 400g **ColoDan** rozmíchat ve 2 litrech vody, podat 2 x během prvních 24 hodin. První dávku podat co nejdříve po narození.

Pozor: pokud si chcete být jisti tím, že je tele IBR prosté, nesmí být podáváno jiné mléko během prvních 2 dní po narození.